


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd146/Mcam Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43121

Número do item: CM0007729



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho altamente específico que visa o CD146/MCAM humano (P43121), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de adesão celular, progressão de melanoma e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD146/MCAM Rabbit mAb
Observações/Apelido	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM; CD146/MCAM
Espécie	Humano
ID do Gene	4162 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 547-646 do CD146/MCAM humano (P43121)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43121
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo