


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd146/Mcam Para Wb, Ihc-P, If/Icc - P43121

Número do item: CM0010982



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD146/MCAM humano (alcunhas MUC18, MelCAM), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Imunógeno recombinante, reatividade cruzada humana; ideal para estudos de progressão de melanoma e adesão endotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD146/MCAM
Observações/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4162
GeneID	4162
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-559 da CD146/MCAM humana (NP_006491.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43121
Peso da Proteína	72 kDa
Envio	Saco de gelo