

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cd146/Mcam Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43121

Número do item: CM0016237



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra CD146/MCAM humano para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Útil para estudos de adesão celular e metástase de melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD146/MCAM Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM; CD146/MCAM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4162
ID do Gene	4162
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-350 da proteína humana CD146/MCAM (NP_006491.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43121
Peso da Proteína	72kDa
Transporte	Bolsa de gelo