

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd147 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18572

Número do item: CM0002382



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-CD147 validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras de camundongo. Tem como alvo a basigina (EMMPRIN) para estudos de desenvolvimento retiniano, adesão de células imunes e transporte de monocarboxilatos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD147 mAb de Coelho
Observações/Apelido	HT-7; CD147; EMMPRIN
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	682
GeneID	12215
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 141-302 do CD147 de camundongo (NP_033898.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18572
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo