

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd147/Bsg Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35613

Número do item: CM0007067



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao epítopo (aa 286-385) do CD147/BSG humano, para Western blot, IHC-P e ELISA. Adequado para estudos de biologia do câncer, desenvolvimento retiniano e interações hospedeiro-patógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD147/BSG
Observações/Apelido	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	682
ID do Gene	682
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35613
Peso Proteico	42kDa
Envio	Em saco de gelo