

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd150/Slam Para Fc - Q9Qum4

Número do item: CM0005180

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho reativo a camundongo anti-CD150/SLAM, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a molécula de ativação de linfócitos sinalizadora de 38 kDa (SLAMF1), envolvida na ativação e diferenciação de células imunes. Ideal para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD150/SLAM Rabbit mAb
Observações/Apelido	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16; CD150/SLAM
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	6504
GeneID	27218
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-242 do CD150/SLAM de camundongo (NP_038758.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QUM4
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo