

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd150/Slam Para Citometria De Fluxo - Q13291

Número do item: CM0010925



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD150/SLAM humano (SLAMF1) para citometria de fluxo. Reconhece uma molécula de ativação linfocítica sinalizadora de 37 kDa envolvida na regulação de células imunes. Reage cruzadamente com o ser humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-Humano CD150/SLAM de Coelho
Observações/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6504
ID do Gene	6504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-237 do CD150/SLAM humano (NP_003028.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13291
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo