

Anticorpo Policlonal Anti-Cd150/Slam Para Wb E Elisa - Q13291

Número do item: CM0022397



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CD150/SLAM humano (SLAMF1). Adequado para Western blot e ELISA, com reação cruzada com humanos e camundongos. O SLAM regula a ativação e a diferenciação das células imunes, além da entrada do vírus do sarampo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD150/SLAM pAb de coelho
Observações/Alíás	SLAM; CD150; CDw150; CD150/SLAM
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6504
GeneID	6504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-237 do CD150/SLAM humano (NP_003028.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q13291
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo