

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd151 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48509

Número do item: CM0024279

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD151 humano (UniProt P48509), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre microdomínios enriquecidos em tetraspaninas, adesão celular, migração e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD151 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	EBS7; GP27; MER2; RAPH; SFA1; PETA-3; TSPAN24; CD151
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	977
GeneID	977
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 113-221 do CD151 humano (NP_004348.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48509
Peso Proteico	28kDa
Transporte	Saco de Gelo