

Anticorpo Policlonal Anti-Cd152/Ctla-4 Para Wb, Elisa - P16410

Número do item: CM0013365



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CTLA-4 humano (CD152) validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Detecta uma banda de ~25 kDa; ideal para pesquisa de co-inibição de células T e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD152/CTLA-4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD, GSE, GRD4, ALPS5, CD152, CTLA-4, IDDM12, CELIAC3, CD152/CTLA-4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1493
GeneID	1493
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-223 do CD152/CTLA-4 humano (NP_005205.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16410
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo