

Anticorpo Policlonal Anti-Cd152/Ctla-4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16410

Número do item: CM0022324



introdução

Detete CTLA-4 (CD152) humano com este anticorpo policlonal de coelho, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com ratinho e rato. Imunogénio recombinante direcionado ao domínio extracelular, ideal para estudos de pontos de controlo imunitário.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-CD152/CTLA-4
Observações/Alias	CD; GSE; GRD4; ALP55; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1493
GeneID	1493
Imunogénio	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Ratinho, Rato
SWISS	P16410
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo