

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd153 Para Citometria De Fluxo - P32971

Número do item: CM0004869

introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD153 humano (CD30L) conjugado com , validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a proliferação de células T e as vias de sinalização CD30/CD30L.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD153 mAb
Observações/Apelido	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	944
GeneID	944
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 63-234 do CD153 humano (NP_001235.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32971
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo