


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd155 (Pvr/Necl-5) Para Wb E Elisa - P15151

Número do item: CM0018844



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD155 validado para Western blot e ELISA. Reconhece o receptor humano do poliovírus (PVR/NECL-5), envolvido na adesão de células NK, na invasão tumoral e na entrada viral. Múltiplas isoformas de aproximadamente 39-45 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-CD155
Observações/Apelidos	PVR; CD155; HVED; NECL5; Necl-5; PVS; TAGE4; receptor do poliovírus
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5817
ID do gene	5817
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P15151
Peso da proteína	39 kDa/40 kDa/42 kDa/45 kDa
Envio	Bolsa de gelo