


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd155/Pvr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15151

Número do item: CM0005081



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho CD155/PVR validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com CD155/PVR humano, uma molécula de adesão de células NK e receptor de poliovírus, envolvida na evasão imune tumoral. Ideal para pesquisas sobre câncer e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD155/PVR mAb de Coelho
Observações/Apelido	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5817
GeneID	5817
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-343 do CD155/PVR humano (NP_006496.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15151
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo