


Anticorpo Policlono Anti-Cd155/Pvr Para Wb, Elisa - P15151

Número do item: CM0027506



introdução

Anticorpo policlono de coelho contra CD155/PVR humano para Western Blot (WB) e ELISA. Reatividade cruzada validada com camundongo. Ideal para pesquisa de adesão de células NK, imunologia tumoral e virologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD155/PVR Rabbit pAb
Observações/Alias	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5817
ID do Gene	5817
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-345 do CD155/PVR humano (NP_006496.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P15151
Peso Molecular	45kDa
Envio	Bolsa de gelo