


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd155/Pvr Para Wb, Elisa - P15151

Número do item: CM0010490



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD155/PVR humano (receptor do poliovírus), validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisas em biologia de células NK, imunologia tumoral e mecanismos de infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD155/PVR mAb de Coelho
Observações/Alíase	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5817
ID do Gene	5817
Imunogênio	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do CD155/PVR humano (P15151).)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15151
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo