


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd157/Bst-1 Para Citometria De Fluxo - Q10588

Número do item: CM0005532



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD157/BST-1 conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo o CD157/BST-1, uma enzima ancorada por GPI envolvida na sinalização de ADP-ribose cíclico. Adequado para imunofenotipagem de amostras humanas e estudos funcionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD157/BST-1 mAb
Observações/Apelido	CD157; cADPR2; BST1
Espécie	Humano
ID do Gene	683
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-292 do CD157/BST-1 humano (NP_004325.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q10588
Peso Proteico	36kDa/29kDa
Envio	Saco de gelo