

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd158A/Kir2DL1 Para Citometria De Fluxo - P43626

Número do item: CM0004705



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD158a/KIR2DL1 humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor inibitório de células NK que interage com alelos HLA-C. PM: 38/41 kDa. SWISS: P43626.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD158a/KIR2DL1 mAb
Observações/Apelidos	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3802
Imunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-245 de CD158a/KIR2DL1 humano (NP_055033.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43626
Peso Proteico	38kDa/41kDa
Transporte	Bolsa de gelo