

Anticorpo Monoclonal Biotinilado Anti-Cd16 Para Fc - P08637 / O75015

Número do item: CM0010040



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho biotinilado contra CD16 humano e de cinomolgo (FCGR3A/FCGR3B), validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de ADCC e células NK. Alvos P08637/O75015.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Biotin Coelho anti-Humano/Macaco CD16 mAb
Observações/Apelido	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIII
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2214/2215
ID do Gene	2214/2215
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-208 do CD16 humano (P08637/O75015)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Envio	Saco de gelo