

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd16 Para Citometria De Fluxo - P08637 / O75015

Número do item: CM0007748



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD16 de coelho validado para citometria de fluxo (CF) em amostras humanas e de cynomolgo. Tem como alvo FCGR3A/FCGR3B (CD16a/CD16b) para pesquisas sobre ADCC, células NK e imunooncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD16 mAb
Observações/Alíase	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-208 de FCGR3A/FCGR3B humano (P08637/O75015)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Transporte	Bolsa de gelo