

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd16 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08637/O75015

Número do item: CM0007702



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra CD16 humano (FCGR3A/FCGR3B), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, rato e macaco cynomolgus. Ideal para pesquisas sobre ADCC e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD16
Observações/Apelidos	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2214/2215
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-208 de CD16b humano (NP_000561.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, rato, macaco cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso da Proteína	29 kDa/26 kDa
Envio	Bolsa de gelo