

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd161 Para Wb, If-P, Fc, Elisa - Q12918

Número do item: CM0006314



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD161 humano (KLRB1). Validado para WB, IF-P, FC, ELISA. Detecta proteína de 25 kDa. Reatividade cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de células NK e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD161 mAb de Coelho
Observações/Apêndice	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Espécie	Humano
GeneID	3820
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-225 do CD161 humano (NP_002249.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q12918
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de Gelo