


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd162/PSgl-1 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q14242

Número do item: CM0010780



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD162/PSGL-1 validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA em humanos. O alvo é um ligante de selectina envolvido no rolamento de leucócitos e na inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho CD162/PSGL-1
Observações/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6404
GeneID	6404
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q14242
Peso da Proteína	43 kDa/45 kDa
Envio	Bolsa de gelo