

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd162/Psgl-1 Para If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - Q3Ta56

Número do item: CM0011277

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CD162/PSGL-1 de camundongo (SWISS Q3TA56). Validado para aplicações de IF-P, IHC-P, FC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD162/PSGL-1
Observações/Apelidos	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6404
GeneID	20345
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-320 da CD162/PSGL-1 de camundongo (NP_033177.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q3TA56
Peso da Proteína	44 kDa
Transporte	Bolsa de gelo