


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd162/Psgl-1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14242

Número do item: CM0007644



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD162/PSGL-1 humano, um ligante de glicoproteína P-selectina 1. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos de inflamação e adesão leucocitária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD162/PSGL-1
Observações/Apelido	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Espécie	humano
GeneID (humano)	6404
GeneID	6404
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-295 do CD162/PSGL-1 humano (NP_002997.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14242
Peso Proteico	43KDa/44KDa
Envio	Em saco de gelo