


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd162/PSgl-1 De Coelho Polymab® Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14242 / Q3Ta56

Número do item: CM0008081



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD162/PSGL-1 humano/rato, validado para aplicações WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta PSGL-1 humano, de rato e camundongo, um mediador chave do rolamento de leucócitos na inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD162/PSGL-1 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Espécies	Humano/Camundongo
ID do Gene (Humano)	6404
ID do Gene	6404/20345
Imunogénio	Proteína recombinante de CD162/PSGL-1 humano/camundongo.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14242/Q3TA56
Peso Proteico	43kDa/42kDa
Envio	Saco de gelo