


Anticorpo Policlonais Anti-Cd163 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Vb7

Número do item: CM0026152



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD163 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta CD163 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo o receptor limpador de hemoglobina de 125 kDa. Ideal para pesquisa em macrófagos e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD163 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	M130; MM130; SCAR11; CD163
Espécie	Humana
GeneID (humano)	9332
GeneID	9332
Imunógeno	Peptídeo sintético/Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 750-1050 do CD163 humano (NP_004235.4?).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86VB7
Peso Proteico	125kDa
Envio	Bolsa de gelo