


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd163 Para Wb, If-P, Elisa - Q86Vb7

Número do item: CM0007185



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao CD163 humano (M130, receptor de eliminação de hemoglobina) validado para Western blot (WB), imunofluorescência em secções de parafina (IF-P) e ELISA. Ideal para estudar a ativação de macrófagos e condições inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD163 Rabbit mAb
Observações/Apelido	M130, MM130, SCAR11, CD163
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9332
GeneID	9332
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 861-961 do CD163 humano (NP_004235.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86VB7
Peso Proteico	125kDa
Envio	Saco de gelo