


Anti-Cd163 Coelho Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Vb7 / Q2Vlh6

Número do item: CM0004316



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD163 (M130), validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA em amostras humanas, de rato, camundongo e macaco cinomolgo. Ideal para pesquisa de macrófagos e inflamação, detectando proteína de ~121-125 kDa.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	CD163 Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	M130; MM130; SCAR1; CD163v2; CD163v3
Espécie	Humano/Camundongo
GeneID (Humano)	9332
GeneID	9332/93671
Imunógeno	Proteína recombinante de CD163 humano/de camundongo.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco cinomolgo
SWISS	Q86VB7/Q2VLH6
Peso Proteico	121kDa/125kDa
Envio	Em saco de gelo