


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Cd163L1 Para Wb, Elisa - Q9Nr16

Número do item: CM0015907



introdução

Anticorpo policloonal de coelho contra CD163L1 humano (M160), validado para WB e ELISA. Reage com humanos e ratos. Ideal para estudos de função do receptor limpador e biologia de macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD163L1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	WC1; M160; STAR; CD163B; SCAR12; CD163L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	283316
GeneID	283316
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-550 da CD163L1 humana (NP_777601.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9NR16
Peso Molecular	159kDa
Envio	Bolsa de gelo