


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd166/Alcam () Para Citometria De Fluxo - Q13740

Número do item: CM0012306



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-CD166/ALCAM humano (clone:) para citometria de fluxo. Reconhece CD166 (ALCAM), uma molécula de adesão celular da superfamília das imunoglobulinas envolvida na ativação de células T e na hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD166/ALCAM Humano
Observações/Alíás	MEMD; CD166
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	214
GeneID	214
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-526 de CD166/ALCAM humano (NP_001618.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13740
Peso da Proteína	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo