


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd166/Alcam Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13740

Número do item: CM0006732



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD166/ALCAM humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de adesão celular, ativação de linfócitos T e formação da sinapse imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD166/ALCAM mAb de coelho
Observações/Apelido	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	214
GeneID	214
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-526 do CD166/ALCAM humano. (NP_001618.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13740
Peso da Proteína	65kDa
Transporte	Bolsa de gelo