


Anticorpo Policlonal Anti-Cd166/Alcam Para Wb E Elisa - Q13740

Número do item: CM0021289



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CD166/ALCAM humano (Q13740). Validado para WB e ELISA, reativo de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudar adesão celular, ativação de células T e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD166/ALCAM Coelho pAb
Observações/Apelido	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	214
GeneID	214
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-180 do CD166/CD166/ALCAM humano (NP_001618.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13740
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de Gelo