

## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd168/Rhamm Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075330

Número do item: CM0003524

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD168/RHAMM humano (O75330). Ideal para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Investigue a motilidade celular mediada por hialuronano e metástase de câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                            |
|---------------------|----------------------------------|
| Nome do Produto     | CD168/RHAMM Rabbit mAb           |
| Observações/Apelido | CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM |
| Espécie             | Humano                           |
| ID do Gene (Humano) | 3161                             |
| ID do Gene          | 3161                             |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético               |
| Fonte               | Coelho                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais           |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo               |
| SWISS               | O75330                           |
| Peso Proteico       | 84kDa                            |
| Envio               | Saco de gelo                     |