

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd168/Rhamm (Validado Por Ko) Para Wb, If, Elisa - O75330

Número do item: CM0017041

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CD168/RHAMM humano, validado por KO. Imunógeno recombinante (aa1-300). Detecta o receptor de hialuronano em WB, IF/ICC e ELISA. Apoia pesquisas sobre motilidade celular, metástase e sinalização.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | CD168/RHAMM pAb de coelho [Validado por KO]                                                                                       |
| Observações/alias   | CD168; IHABP; RHAMM; MM                                                                                                           |
| Espécie             | Humana                                                                                                                            |
| ID do gene (humano) | 3161                                                                                                                              |
| ID do gene          | 3161                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de CD168/RHAMM humano (NP_001136028.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade cruzada | Humana                                                                                                                            |
| SWISS               | O75330                                                                                                                            |
| Peso da proteína    | 84 kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                     |