

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd16B Para Wb, Fc, Elisa - O75015

Número do item: CM0007904



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD16b (FcγRIIIB) humano. Validado para WB, FC, ELISA; detecta uma banda de 26 kDa. Ideal para estudos de captura de complexos imunes mediados por receptores Fc e biologia de neutrófilos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD16b mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2215
ID do Gene	2215
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-208 do CD16b humano (NP_000561.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75015
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo