


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd170/Siglec-5 Para Citometria De Fluxo - O15389

Número do item: CM0005651



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD170/Siglec-5 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para estudar adesão de células mieloides e ligação a ácido siálico em pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano CD170/Siglec-5
Observações/Alias	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8778
GeneID	8778
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15389
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo