

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd171/L1Cam Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32004

Número do item: CM0007117



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD171/L1CAM humano, validado para Western blot, IHC (parafina) e ELISA. Adequado para o estudo do desenvolvimento neuronal, migração e plasticidade sináptica em pesquisas cerebrais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra CD171/L1CAM
Observações/Alcunhas	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3897
GeneID	3897
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P32004
Peso da proteína	140 kDa
Envio	Bolsa de gelo