

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd171/L1Cam Para Wb, If/Icc, Elisa - P32004

Número do item: CM0027826



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD171/L1CAM, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reconhece L1CAM humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em neurociência sobre adesão neuronal, migração e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho CD171/L1CAM
Observações/Apelido	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3897
ID do Gene	3897
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1143-1257 do CD171/L1CAM humano (NP_000416.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32004
Peso Proteico	140kDa
Envio	Bolsa de Gelo