

Anticorpo Policlonal Anti-Cd172A/Sirpα Para Wb, If/Icc, Elisa - P78324

Número do item: CM0026579



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-CD172a/SIRPα validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece SIRPα humano, de rato e de camundongo (55 kDa). Ideal para estudos sobre regulação da fagocitose, sinalização imune e função sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CD172a/SIRPα
Observações/Apelido	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
Espécie	Humano
GeneID (humano)	140885
GeneID	140885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-375 do CD172a/SIRPα humano (NP_542970.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78324
Peso da Proteína	55 kDa
Envio	Saco com gelo