

Anticorpo Policlonal Anti-Cd177 Para Wb, Elisa - Q8N6Q3

Número do item: CM0026565

introdução

O pAb de CD177 de Coelho é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, direcionado ao antígeno CD177 (NB1/PRV1) expresso em neutrófilos humanos. Ideal para pesquisas de imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD177 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57126
ID do Gene	57126
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-285 do CD177 humano (NP_065139.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8N6Q3
Peso Proteico	51kDa
Envio	