

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd177 Para Fc, Elisa - Q8N6Q3

Número do item: CM0012277

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra o antígeno CD177 humano (NB1/PRV-1). Validado para citometria de fluxo e ELISA, adequado para pesquisa de ativação de neutrófilos, adesão e inflamação.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD177 mAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Alias   | CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antígeno CD177                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (humano)     | 57126                                                                                                                      |
| GeneID              | 57126                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-407 do CD177 humano (NP_065139.2). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                     |
| Aplicação           | FC, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                     |
| SWISS               | Q8N6Q3                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 15kDa/27kDa/46kDa                                                                                                          |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                              |