

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd177 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6Q3

Número do item: CM0007132

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho CD177 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta o antígeno humano CD177 (NB1/PRV-1/HNA-2a), uma proteína específica de neutrófilos ancorada por GPI envolvida na adesão e migração. Ideal para pesquisa de inflamação, hematologia e doenças autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD177
Observações/Apelido	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57126
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-407 do CD177 humano (NP_065139.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de Gelo