

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd19 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15391

Número do item: CM0004010



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CD19 humano. Adequado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Crucial para pesquisa de sinalização do receptor de células B e imunodeficiência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD19 Rabbit mAb
Observações/Apelido	B4; CVID3; CD19
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	930
GeneID	930
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 456-556 do CD19 humano. (NP_001761.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15391
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo