

Anticorpo Policlonado Anti-Cd19 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15391

Número do item: CM0024854



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-CD19 validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reconhece CD19 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de células B e pesquisa de leucemia linfocítica. Seu parceiro completo de matéria-prima para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD19 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	B4; CVID3; CD19
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	930
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 457-556 do CD19 humano (NP_001761.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15391
Peso da Proteína	61kDa
Transporte	Bolsa de gelo