

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd19 Para Wb, Elisa - P15391

Número do item: CM0006763



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a proteína CD19 humana. Adequado para aplicações de western blot (WB) e ELISA. Reage com CD19 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas em imunologia de células B e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD19
Observações/Alcunha	B4; CVID3; CD19
Espécie	Humana
GeneID (humano)	930
Imunógeno	Proteína recombinante de CD19 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P15391
Peso da proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo