


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd1B Para If/Icc, Fc, Elisa - P29016

Número do item: CM0008012



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CD1B humano. Validado para IF/ICC, FC e ELISA. Detecta isoformas de CD1B (37kDa/30kDa) envolvidas na apresentação de antígenos lipídicos e imunidade de células T. Ideal para estudos de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD1B mAb de Coelho
Observações/Apelido	R1; CD1; CD1A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	910
GeneID	910
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-303 do CD1B humano (NP_001755.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29016
Peso Proteico	37kDa/30kDa
Envio	Saco de gelo