

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd1D Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15813

Número do item: CM0004761



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra CD1d humano, adequado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Tem como alvo a glicoproteína de apresentação de antígenos envolvida na apresentação de glicolipídios para células NKT. Validado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD1d Rabbit mAb
Observações/Apelido	R3; CD1A; R3G1; CD1d
Espécie	Humano
GeneID (humano)	912
GeneID	912
Imunogénio	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-301 do CD1d humano (NP_001757.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15813
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo