


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd1D Para Wb, If-P, Elisa - P11609 / P11610

Número do item: CM0004196



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-CD1d de alta qualidade validado para WB, IF-P e ELISA. Reage com camundongo e rato. Adequado para estudos imunológicos de apresentação de antígenos glicolipídicos e função de células NKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD1d Rabbit mAb
Observações/Apelido	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	912
ID do Gene	12479/12480
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-305 do CD1d de camundongo (NP_031665.2/NP_031666.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P11609/P11610
Peso da Proteína	39 kDa/38 kDa
Envio	Saco de gelo