

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd1D Para Wb, If/Icc, Elisa - P15813

Número do item: CM0019312



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD1D humano validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Uma ferramenta útil para o estudo da apresentação de glicolipídios e da biologia de células NKT (SWISS P15813).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD1D pAb de Coelho
Observações/Apelido	R3; CD1A; R3G1; CD1D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	912
GeneID	912
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-190 do CD1D humano (NP_001757.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P15813
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo